

EDC 2

BRUNSTDETEKTOR für Rinder und Stuten

GIBT DEN OPTIMALEN MOMENT FÜR BESAMUNG AN



- Ermöglicht, stille Brunst zu erkennen.
- Erleichtert, einen optimalen Deckungstermin bei Weibchen mit untypischem Brunstverlauf festzustellen.
- Trägt zur Verbesserung der wirtschaftlichen Zuchtergebnisse bei.
- Einfache und intuitive Bedienung
- Die Sondenlänge ist an die Anatomie jeder Tiersorte angepasst.
- Sichere und stressfreie Untersuchung



EDC 2 BRUNSTDETEKTOR für Rinder und Stuten



USB-Minibuchse – die Fernaktualisierung des Geräts und Datenübertragung zum Computer



Standard / Erweitert – Einstellung des Betriebsmodus aus der Menüliste



Wasserfestigkeit – Erhalt der Sauberkeit und Desinfektion des Geräts nach jeder Untersuchung



Im set

- Brunstdetektor,
- Mehrfach verwendbare Transportverpackung,
- Betriebsanleitung,
- 4 Batterien Typ AA, 1,5V (LR6),
- USB-Kabel zur Kommunikation mit einem Computer,
- Hundeleine.

TECHNISCHE DATEN

Ungefähre Masse des Geräts	540 g
Messungen	51 x 8 x 19 cm
Länge der Sonde	43 cm
Stromversorgung	4 Batterien Typ AA, 1,5 V (LR6),
Batteriezustandsanzeige	grafisch
Anzeige des Batteriezustandes	automatisch
Stromaufnahme	von 11 mA bis 54 mA (abhängig von der Intensität der Hintergrundbeleuchtung)
Messsteuerung	Ein-Chip-Computersystem
Ungefähre Dauerbetriebszeit mit einem Satz Alkalibatterien	209 Stunden bei auf 0% eingestellter Hintergrundbeleuchtung; 95 Stunden bei 30% Hintergrundbeleuchtung
Anzeige	LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 2,4"
Tastatur	Folientastatur
Datenübertragung	über USB
Update	über USB
Datenerfassung	interner Speicher
Speicherkapazität	250 Tiere / 200 000 Messungen mit Datum und Uhrzeit
Messbereich	von 0 bis 2000 Einheiten
Anzeigeauflösung	10 Einheiten
Empfohlene Betriebstemperatur	von 0 °C bis 45 °C
Empfohlene Lagerungstemperatur	von 5 °C bis 50 °C

Hauptmerkmale

- glaubwürdige Ergebnisse,
- ein großes Display mit energieeffizienter LED-Hintergrundbeleuchtung,
- völlig sicher für Tiere und Menschen,
- keine regelmäßigen Kalibrierungen notwendig,
- ein Speicher für 250 Tiere und 200 Tsd. Messungen, einschließlich des Datums und der Zeit der Messung,
- 2 Jahre Garantie.

Zusätzliche funktionen

- eine Echtzeituhr,
- Kontextmenü,
- Einstellungen der Betriebsparameter der Anzeige,
- Wahl der Sprachversion,
- automatische Abschaltzeitänderung
- Einstellung der Messung.

Kostenlose Software für Firmware-Updates, Datenübertragung und Katalogisierung auf Ihrem Computer können Sie von der **Website des Herstellers** herunterladen.