


iScan 2 MULTI

Vielseitig einsetzbar



- Für den Großtier- und Nutztierpraktiker
- Robust und sehr leicht
- Schnell und einfache Reinigung und Desinfektion
- Austauschbare Sonden

Multifunktional

iScan 2 MULTI



Großer, heller und gut lesbarer Bildschirm



Mehr Arbeitskomfort mit OLED Brille



Hervorragende Bildqualität

UNSERE SONDEN:

ABDOMINAL:

- Convex 3,5 MHz R60
- Convex 5,0 MHz R50
- Linear 10,0 MHz L40
- Microconvex 6,5 MHz R15
- Microconvex 6,5 MHz R11

REKTAL:

- Rektal-Linear 7,0 MHz L60
- Rektal-Convex 5,0 MHz R60
- Rektal-Microconvex 5,0 MHz R20

SPEZIALISIERT:

- OPU 6,5 MHz R11
- Linear Rückfett 3,7 MHz L150
- Linear Rückfett 3,7 MHz L180
- Microconvex-Endokavitär 6,5 MHz R10
- Linear-Endokavitär 7,5 MHz L40



Technische Daten

Voreinstellungen	Fortpflanzungsorgane, Trächtigkeit, Geschlechtsbest. des Fötus, späte Trächtigkeit, eigenes Preset
Verwendete Technologien	LuciD – Rauschunterdrückung des Bildes und Kontrastverbesserung
Messung	Distanz, Umfang, Volumen, Gitter, Alterstabellen (CRL Cow, BPD Cow, DSG-Pferd, DO-Pferd, CRL-Schaf, Lama BPD)
Bildrate	bis zu 28 Bilder / Sek
Speicher	Bilder 200, Cine loop 200
Daten Export	ja (auf externe USB- Stick)
Datei Format	PNG, AVI
Display	7" LCD LED
Äußere Abmessungen	256 x 165 x 69 mm
Gewicht	1520 g – Body, 2640 g – Body mit dem Akku und der Sonde
Sonden	austauschbar, elektronische Breitbandsonden
Erkennung der Sonden	automatisch
Arbeitsleistung des Akku	bis zu 7 Stunden bei voll geladenem Akku
Bedienpaneel	Folientastatur
Zubehör	Sonnenschutzblende, Brille, Ständer, Abstandshalter, Verlängerungsstab für die rektale Untersuchung von Rindern, Verlängerungsstab für die rektale Untersuchung von Schafen



Austauschbare Sonden und abnehmbarer Akku



Robust, leicht und komfortabel

