


ANZAHL DER TIERE



Denken Sie immer an die Hygiene und Desinfektion

	date	hour	result
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

	date	hour	result
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			



Ein beispielhaftes Diagramm der vaginalen Schleimresistenz bei Kühen und Stuten



Vergessen Sie nicht:

- die Sonde zu desinfizieren
- den restlichen Urin oder anderen Schmutz aus der Vulva zu entfernen
- die Messungen stets im selben Teil der Scheide zu führen
- die Sonde in der Vagina immer vor dem Drücken zu drehen
- regelmäßige Messungen durchzuführen